

FREESTYLE LIBRELINK : UNE NOUVELLE VERSION DE L'APPLICATION DISPONIBLE

En cours de déploiement, la mise à jour de l'application FreeStyle LibreLink de la société Abbott permettra aux utilisateurs du dispositif d'afficher désormais leurs mesures du taux de glucose automatiquement toutes les minutes sur leur téléphone. Quelques informations clés à propos de cette nouveauté sont à retrouver ci-dessous.

Quelles sont les conditions préalables à la mise en place de cette fonctionnalité ?

Pour profiter de cette mise à jour, il faut :

- posséder un téléphone permettant d'assurer cette fonctionnalité : les téléphones sous Android 8 ou versions ultérieures ou les iPhone 8 et plus, fonctionnant sous iOS 15. 5 ou versions ultérieures (pour ces derniers, l'application sera disponible courant septembre),
- télécharger ou mettre à jour son application FreeStyle LibreLink,
- démarrer son application avec son capteur FreeStyle Libre 2 et non son lecteur,
- activer le Bluetooth sur son téléphone.

Cette nouvelle version sera disponible au démarrage du prochain capteur de l'utilisateur avec l'application FreeStyle LibreLink. Les données seront ensuite affichées automatiquement grâce au Bluetooth. A noter qu'en cas de perte d'informations, l'utilisateur pourra récupérer jusqu'à 8 heures de données en scannant son capteur.

Pour toute question sur cette mise à jour, contactez le service clients d'Abbott disponible du lundi au samedi (8h-19h) au 0800.10.11.56 (gratuit poste fixe) ou 01.45.60.34.34 (étranger, DROM-COM ou autre opérateur).

[Service Acceo](#) (sourds & malentendants) de 9h à 17h30